

WISHOWER

PROCESSUS DE DÉSINFECTION



WISHOWER

PROCESSUS DE DÉSINFECTION

Étapes à suivre

Après avoir complété un soin hygiénique, s'il vous reste assez d'eau propre pour laver un deuxième (2^e) patient, il n'est pas nécessaire de procéder à la désinfection interne de l'appareil.

Toutefois, les surfaces extérieures, composantes et accessoires doivent être propres ou désinfectés avec des lingettes désinfectantes pour vos prochains soins. Il est recommandé de désinfecter directement dans la chambre du patient.

Après avoir complété 1 ou 2 soins hygiéniques avec un remplissage d'eau propre de 28 litres, voici les étapes du processus de désinfection.

1. Amenez l'appareil dans une salle de bain (la salle doit avoir accès à de l'eau, une toilette et/ou un drain de plancher). La pièce doit posséder une prise d'alimentation à proximité d'un évier, d'une toilette et/ou d'un drain de plancher. Si l'espace le permet, ceci peut se faire directement dans la salle de bain de la chambre du patient.
2. Veuillez brancher le fil d'alimentation de l'appareil dans une prise de courant et sécurisez les deux freins à pied sur roues adjacentes.
3. Veuillez vider complètement le réservoir d'eau propre à l'aide de la douchette. Vous pouvez vider l'eau propre dans un évier ou dans un drain de plancher. Prenez note qu'il ne sera pas possible de vider le réservoir d'eau propre une fois que le processus de désinfection intégré aura démarré. En cas d'oubli, il sera possible de le faire à la fin du processus.
4. Veuillez peser sur le bouton « **Nettoyage** » sur l'écran numérique tactile de l'appareil.
5. Procédez à l'évacuation des eaux grises en plaçant l'embout d'évacuation dans un drain ou une toilette et en pesant sur le bouton « **Évacuation** » sur l'écran numérique tactile. Si les eaux grises sont vidées dans une toilette, il est suggéré de déposer le siège de la toilette par-dessus le boyau d'évacuation maintenir le boyau en place. **ATTENTION** : Les eaux usées **ne doivent pas** être vidées dans l'évier.
6. Pendant l'évacuation des eaux grises, procédez à la désinfection des surfaces extérieures de l'appareil, les boyaux et les pinces. Veuillez utiliser une lingette imbibée d'une *solution désinfectante. **ATTENTION** : N'utilisez pas de Javel pure ou de vaporisateur (contenant du désinfectant) trop près de l'ouverture du réservoir d'eau propre de l'appareil afin d'éviter de l'endommager en renversant du désinfectant dans l'ouverture du réservoir d'eau propre).

7. À chaque 4 ou 5 soins hygiéniques, veuillez laver le filtre et son couvercle protecteur.
8. Procédez alors au processus de désinfection interne de l'appareil en appuyant sur le bouton « **Débuter la désinfection** ».
9. Veuillez insérer le boyau d'aspiration dans une contenant de *solution désinfectante pour y aspirer environ 2L de désinfectant. Appuyez sur le bouton « **Succion** ». Le temps d'aspiration dure que 30 secondes.
10. Le circuit fermé de désinfection interne dure aussi 30 secondes.
11. Une fois terminé, appuyez sur le bouton « **Évacuation** » afin d'évacuer le *liquide désinfectant dans la toilette ou le drain de plancher.
12. Assurez-vous que l'appareil ne contient plus aucun liquide avant de le remiser dans une salle propre et sèche. Si vous avez une housse de protection matelassée Wishower, il est suggéré de l'apposer sur l'appareil jusqu'à la prochaine utilisation.
 - * **Solution désinfectante suggérée:** Peroxyde d'hydrogène ou toute autre solution désinfectante approuvée par votre établissement. Pour de plus amples détails, veuillez consulter le *Manuel d'utilisation*.

Nettoyage EXTÉRIEUR de l'équipement :

Utiliser des lingettes jetables alcoolisées et/ou toute autre solution désinfectante approuvée par vos établissements. Par exemple: lingettes désinfectantes de peroxyde d'hydrogène, Oxivir, etc.

Évitez tout contenant pulvérisateur de solution désinfectante.

Désinfection INTÉRIEUR de l'équipement :

***À UTILISER ET COMPATIBLES:** Utiliser solution désinfectante avec peroxyde d'hydrogène accéléré (AHP) à 7% diluée 1:40 et/ou toute autre solution désinfectante approuvée par vos établissements.

NE PAS UTILISER ET INCOMPATIBLES: De solution désinfectante avec produit chimique oxydant tel que de l'eau de javel (hypochlorite de sodium) ou le peroxyde d'hydrogène concentré (à l'état PUR). De solvants organiques agressifs (acétone, tétrachlorure de carbone, trichloréthylène). Certains désinfectants utilisent des sels d'ammonium quaternaire comme agents désinfectants, et ils peuvent être incompatibles avec les matériaux du produit.

Entretien du RÉSERVOIR D'EAU PROPRE

Fréquence : Environ une à deux fois par mois (ou lorsque l'équipement a été utilisé environ 10 à 15 fois).

Bien que le réservoir d'eau propre n'entre pas en contact avec le réservoir d'eau usée, il est recommandé de rincer l'intérieur du réservoir d'eau propre à l'aide d'un nettoyant doux pour baignoire approuvé par votre établissement.

La procédure suivante en **8 étapes** devrait être effectuée au moins une à deux fois par mois:

1. Brancher l'appareil à l'aide du cordon d'alimentation près d'un accès à l'eau (salle de bain ou aire de baignade).
2. Verser de l'eau tiède (température similaire à celle d'un bain) dans l'ouverture du réservoir d'eau propre jusqu'à ce que **deux (2) barres de niveau d'eau** apparaissent sur l'écran tactile.
(Cela correspond à **la moitié de la capacité du réservoir, soit environ 14 litres.**)
3. Ajouter **100 ml d'une solution nettoyante douce pour baignoire**, approuvée par votre établissement, dans l'ouverture du réservoir d'eau propre. Autre option : Utiliser 75ml de **solution désinfectante avec peroxyde d'hydrogène diluée 1:128** et/ou toute autre solution désinfectante approuvée par vos établissements.
4. Laisser agir pendant **5 minutes**, sans activer aucune fonction de l'appareil.
5. Vider complètement le réservoir d'eau propre en utilisant **la douchette**. L'eau peut être évacuée soit **dans une toilette**, soit **dans un drain de plancher**.
6. Pour effectuer un **double rinçage**, répéter l'étape #2.
7. Ensuite, répéter l'étape #5.
8. Débrancher et ranger l'appareil.

Pour les meilleures pratiques, veuillez consulter le **Protocole de contrôle des infections et pratiques recommandées.**