

CONSIGNES ET AVERTISSEMENTS

WISHOWER

MANUEL D'UTILISATION



WISHOWER

CONSIGNES ET AVERTISSEMENTS

Dans le cadre d'une bonne utilisation de la douche mobile Wishower, pour assurer la sécurité de tous et pour respecter les ¹conditions de la garantie, il est important de lire attentivement et de comprendre les consignes de sécurité et avertissements suivants.

À NE PAS FAIRE:

- ⊗ **NE PAS** Permettre au personnel d'utiliser la Wishower sans avoir préalablement reçu la formation (soit par des collègues ou par l'équipe LIOMAR Médical) ou consulté le manuel complet.
- ⊗ **NE PAS** Verser de liquide désinfectant dans le réservoir d'eau propre.
- ⊗ **NE PAS** Utiliser de Javel pure ou un appareil vaporisateur contenant du désinfectant trop près de l'appareil (afin d'éviter de l'endommager en renversant du désinfectant dans l'ouverture du réservoir d'eau propre). Cela pourrait aussi causer un bris de l'écran numérique.
- ⊗ **NE PAS** Verser d'eau souillée dans le réservoir d'eau propre.
- ⊗ **NE PAS** éclabousser de l'eau sur l'écran numérique **ou** utiliser une lingette trop imbibée de solution désinfectante qui pourrait causer le bris de l'écran.
- ⊗ **NE PAS** Utiliser trop de savon ou de shampoing mousseux.
- ⊗ **NE PAS** Remplir le réservoir d'eau propre sans avoir d'abord vidé les eaux usées.
- ⊗ **NE PAS** Déplacer l'appareil en tirant sur les boyaux de douchette et d'aspiration. Veuillez utiliser les poignées de transport en aluminium anodisé qui se trouvent sur les deux côtés de l'appareil.
- ⊗ **NE PAS** Oublier de débrancher le fil d'alimentation de l'appareil Wishower avant de le déplacer. **OU** le laisser brancher sans qui soit en mode d'utilisation.
- ⊗ **NE PAS** laisser le boyau d'aspiration en marche/allumé lorsqu'il n'aspire pas d'eau. Ou laissé le boyau de la douchette allumé si n'est pas en utilisation immédiate.
- ⊗ **NE PAS** Laisser le patient sans surveillance durant le soin hygiénique complet.
- ⊗ **NE PAS** Utiliser les mêmes accessoires Wishower sur un deuxième patient sans les avoir préalablement nettoyés, désinfectés ou lavés.

¹ Notez que LIOMAR Médical ne peut être tenu responsable en cas de dommages résultant d'une utilisation non conforme du produit ou d'une réparation non autorisée préalablement par un technicien de LIOMAR Médical (avec instructions claires fournies) ou effectuée par une personne non autorisée de LIOMAR Médical. De plus, LIOMAR Médical ne peut être tenu responsable de la perte de composants d'origine par les utilisateurs. Seules les composantes de remplacement fournies par LIOMAR Médical seront honorées à des fins de garantie.

- ⊗ **NE PAS** Effectuer soi-même un remplacement de composante ou une réparation sans préalablement avoir reçu des instructions claires et une approbation d'un technicien de LIOMAR Médical. La garantie ne couvre pas les dommages causés par une réparation inadéquate qui n'a pas été effectuée ou approuvée par un représentant autorisé de LIOMAR Médical.
- ⊗ **NE PAS** Soulever ou transporter l'appareil à l'extérieur du centre. Le centre doit posséder un ascenseur.

Pendant une douche au lit, veuillez vérifier fréquemment le niveau d'eau restant à l'aide des indicateurs visuels sur l'écran numérique tactile. La Wishower peut être utilisée sur tous les types de matelas et lits (thérapeutique, mousse et mémoire de forme).

Il est recommandé que le nombre d'utilisateurs soit restreint entre 5 et 8 personnes de l'équipe des soins.

Il est fortement suggéré de positionner la douche au lit face au pied du lit tout en vous assurant de bien enclencher les deux freins à pied sur les roues avant.

Après avoir nettoyé le filtre, soyez bien attentif lorsque vous remettez le couvercle du filtre en place. Veillez à ce que le couvercle du filtre soit bien vissé. **ATTENTION : Un couvercle mal vissé laissera de l'air s'échapper, ce qui peut impacter la fonction d'aspiration.**

SUPPORT TECHNIQUE

Si vous rencontrez ou détectez un problème technique lors de votre vérification et de votre entretien, veuillez nous contacter pour obtenir une assistance adéquate.

Vous devrez nous faire parvenir :

- Le numéro de série de votre appareil
- Le problème détecté
- Tous les détails par rapport à la dernière utilisation, la personne qui a détecté le problème, etc.
- Les informations de contact de la personne responsable avec qui nos techniciens devront communiquer
- L'adresse complète ainsi que le nom de la personne responsable en cas de besoin de livraison ou de ramassage
- Disponibilités pour une rencontre virtuelle afin d'effectuer un diagnostic en direct avec votre appareil.

Nous vous prions de bien vouloir cesser l'utilisation de la Wishower jusqu'à ce qu'un membre de notre personnel puisse vous porter assistance. Si un technicien sur votre lieu de travail qui serait en mesure d'effectuer la réparation, veuillez nous partager ses coordonnées.